

IL TUO LOGO

Mascherina di Protezione Individuale



VALUE-SCORE



*Materiale conforme ed in accordo alla
EU 1935/2004 e 10/2011*

Le mascherine riutilizzabili sono conformi a quanto previsto nella norma circolare del Ministero della Salute (0003572-P-18/03/2020) che introduce, in riferimento all'articolo 16, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n.18 la possibilità di utilizzo di tale dispositivo da parte di "tutti gli individui presenti sul territorio nazionale, ai quali è comunque richiesto di rispettare le disposizioni in tema di distanziamento sociale e le altre regole precauzionali introdotte in ragione dell'emergenza COVID-19"



SICURE



TRASPIRABILI



PERSONALIZZABILI

ISTRUZIONI D'USO

L'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus, ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure igieniche. Chi utilizza una mascherina deve sapere come indossarla, toglierla e smaltirla in modo corretto. Quando la mascherina diventa umida deve essere sostituita.

Mentre si indossa la mascherina evitare di toccarla al suo interno con le mani.

Per riutilizzare la mascherina (non più di quattro giorni) evitare di contaminarla al suo intero, pulire con un panno morbido e del gel lavamani lo schermo e riporre la mascherina nell'apposita bustina.

La mascherina è adatta ad un uso all'aperto o in luogo chiuso quali ambienti di lavoro in assenza di sostanze aggressive.

1. Prima di indossare la mascherina, lavati accuratamente le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica.
2. Con il nasello rivolto verso l'alto, appoggiare la mascherina sul palmo della mano e far passare gli elastici sul dorso della mano.
3. Portare la mascherina sul volto, copri bocca e naso assicurandoti che sia integra e che aderisca bene.
4. Tenendo la mascherina sul volto, tirare l'elastico superiore e farlo passare dietro la testa sopra le orecchie.
5. Tenendo la mascherina sul volto, tirare l'elastico inferiore e farlo passare dietro la testa sotto le orecchie.
6. Con entrambe le mani, sistemare il nasello affinché aderisca al naso in modo perfetto.
7. Inspirare e verificare che la mascherina aderisca perfettamente, l'aria dovrebbe entrare solo attraverso il filtro.
8. Verificare che la mascherina aderisca perfettamente su tutto il volto.

TSC Tecnology System Couture

Legal Office: Strada Eugubina, 225/b – VAT 03152610543—Pieve Pagliaccia – Colombella – (PG)

Tel.+39 (0)75 59 14 441 – Fax +39(0)75 59 13 484